



USAGE RÉGULIER



ORTHÈSE POIGNET POUCE SOUPLE D'ACTIVITÉ QUERV'ACTIV™

PRÉSERVE LE POIGNET ET LE POUCE ET ACCOMPAGNE LES MOUVEMENTS.

Ténosynovite de De Quervain.

Tendinite.




Troubles musculo-squelettiques du poignet.

SPÉCIFICITÉS




- Portée quotidiennement, elle limite les micro-mouvements traumatisants et maintient le pouce en position de repos tout en conservant l'entière fonctionnalité de la main.
- Les inserts en gel en forme de haricots permettent d'éviter les surpressions à la jonction du poignet et du pouce.
- Fonctionnalité de la main préservée au quotidien.
- Fine, elle permet de porter une montre ou des bijoux.
- Pas d'éléments auto-agrippants, agressifs pour les vêtements.
- Lavable en machine à 30° dans le filet de lavage fourni.
- Vendue à l'unité.
- Existe en version main droite/main gauche.



Main gauche

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	13 ≤  ≤ 15cm	0481G	3660396016954	6299192
M	15 <  ≤ 17cm	0482G	3660396016978	6299195
L	17 <  ≤ 19cm	0483G	3660396016992	6299197

Main droite

TAILLES	MESURES	RÉFÉRENCES	EAN	ACL
S	13 ≤  ≤ 15cm	0481D	3660396016947	6299191
M	15 <  ≤ 17cm	0482D	3660396016961	6299194
L	17 <  ≤ 19cm	0483D	3660396016985	6299196