

























FICHE TECHNIQUE



Change complet Slip

- Utilisé dans le cadre de fuites urinaires fortes à sévères.
- Adapté aux personnes à mobilité réduite ou alitées.
- Ses barrières anti-fuites intégrales et son tampon ultra-absorbant assurent une protection maximale.
- Découpes anatomiques et attaches repositionnables.
- Le non-tissé assure discrétion, confort et douceur.

Référence Capvital	2015101887	2015101889	2015101890	2015101891	2015101892	2015101893
Code-barres						
Dénomination	<i>Medium Extra</i>	<i>Large Extra</i>	<i>X-Large Extra</i>	<i>Medium Super Plus</i>	<i>Large Super Plus</i>	<i>X-Large Super Plus</i>
Jour/Nuit						
Tour de hanche (cm)	80-125	115-155	120-170	80-125	115-155	120-170
Abs. ISO (ml)	2100	2350	3200	3600	3700	3800
Echelle d'absorption						
Couleur produit						
Dimension prod. (cm)	80 x 68	98 x 80	98 x 85	80 x 67	95 x 80	98 x 85
Dimension tampon (cm)	63 x 30/28	73,5 x 22,5/23,5	72,5 x 34	66 x 22,5/25,5	71 x 22,5/25,5	78 x 37/32
Pièces/carton	4 x 28	4 x 28	3 x 20	3 x 20	3 x 20	2 x 20
Carton/palette	20	24	28	30	28	30
Dimension carton (mm)	405 x 340 x 490	385 x 285 x 510	530 x 390 x 286	510 x 245 x 435	550 x 390 x 290	440 x 305 x 365
Volume carton (m ³)	0,067	0,056	0,059	0,054	0,062	0,049
Poids total (gr)	104	94	155	129	145	221

Tolérance +/- 10% - Absorption ISO 11948-1

RECOMMANDATION

À conserver dans un endroit sec.
Ne pas jeter dans les toilettes.

COMPOSITION

Voile de contact : non-tissé

Couche d'acquisition : highloft

Tampon absorbant : fluff 100% fibres cellulosiques - fibres longues - super-absorbant avec système anti-odeurs

Barrières anti-fuites : non-tissé hydrophobe + élastiques

Élastiques entrejambes : élastiques synthétiques

4 adhésifs réajustables : attaches

Taille élastique : arrière

Film externe intraversable : complexe polyéthylène/polypropylène (aspect textile)

Indicateur d'humidité présent